



Test de un paso para hCG MERISCREEN (50 TEST)



MERISCREEN hCG es un dispositivo de prueba inmunocromatográfica rápida para la detección cualitativa de gonadotrofina coriónica en orina y suero humano para ayudar en la detección temprana del embarazo

Materiales Provistos

A. Paquete

- Un dispositivo de muestra
- Un desecante
- Gotero de plástico desechable

B. Inserto del dispositivo



- Ensayo directo tipo sandwich
- Sensibilidad analítica: 25 mUI/ml
- Interpretación resultados: 5-10 min
- Tipo de muestra: suero/orina
- Almacenamiento: 2 - 30°C


Agregar una gota de suero u orina en el pocillo de muestra

Protocolo del test



Leer los resultados en 10 minutos

Rápida y clara interpretación de resultados



Control interno para máxima seguridad en los resultados